



Circular Informativa 055-2023

19 de Julio de 2023

Circular Informativa 055-2023.
AEMPS informa sobre la actualización del
software bombas de insulina MINIMED 780G

Buenos días

Por su interés les remitimos el aviso emitido por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios con respecto a la actualización del software de las bombas de insulina MiniMed™ 780G para eliminar determinados errores y la pautas de actuación a las que pueden acceder pinchando sobre la imagen



La AEMPS informa de la actualización del software de las bombas de insulina MiniMed™ 780G para eliminar determinados errores

Fecha de publicación: 19 de julio de 2023

Categoría: productos sanitarios

Referencia: PS, 35/2023

- La empresa fabricante pone a disposición de las personas afectadas la actualización de la versión 6.5 a la versión 6.7
- Esta actualización del software eliminará la posibilidad de que se produzcan errores después de administrar un bolus grande en determinadas condiciones
- La AEMPS establece una serie de recomendaciones de actuación dirigidas a profesionales sanitarios, pacientes/cuidadores, aseguradoras y empresas distribuidoras

[Acceder a la nota informativa completa](#)

Esperando que esta información te sea de utilidad, recibe un cordial saludo.

Junta Directiva de FARVAL

